



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	18.1325
Artikelbeschreibung	Microvette® CB 200 NC, kapillare Blutentnahme, Präparierung: Tri-Natriumcitrat-Lösung (1:4), Nennvolumen: 200 µl, (LxØ) mit Verschluss: 46 x 10,8 mm, Verschluss violett, Eindrückstopfen, Flachboden, inkl. Senkungspipette, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Tri-Natriumcitrat-Lösung (1:4)
Farbcode	EU
Verschlussart	Eindrückstopfen
Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Bodenform	Flachboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	200 µl
Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	40 mm
Länge mit Verschluss	46 mm
Länge ohne Verschluss	40 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	32000
Tiefe des Innenkartons	271 mm
Breite des Innenkartons	126 mm
Höhe des Innenkartons	36 mm
Tiefe des Umkartons	283 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	210 mm
Volumen des Umkartons	0,0159 cbm
Gewicht des Produktes	0,0036 kg
Gewicht des Umkartons	2,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917086202
EAN des Umkartons	4038917004787

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

