




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1996.062
Artikelbeschreibung	BSG-Pipette, mit aufgedruckter Skalierung und montierter Kolbenhülse, mit Druck

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
-----------------	-----------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Innenkartons	233 mm
Breite des Innenkartons	164 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation BSG-Pipette, mit Druck

Seite 2

Höhe des Innenkartons	76 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	338 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0328 cbm
Gewicht des Produktes	0,0076 kg
Gewicht des Umkartons	8,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917135047
EAN des Umkartons	4038917025966

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT