



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.1090  
Artikelbeschreibung BSG-Ständer, passend für S-Sedivette® , 10 Messplätze

## Produkteigenschaften

Passend für S-Sedivette®  
Anzahl der Messplätze 10

## Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)

## Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	16
Stück pro Palette	320
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	350 mm
Volumen des Umkartons	0,0833 cbm
Gewicht des Produktes	0,6018 kg
Gewicht des Umkartons	11,75 kg
EAN des Innenkartons	4038917085304
EAN des Umkartons	4038917004008

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

