



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	90.1092.730
Artikelbeschreibung	Barcodescanner, inkl. USB-Anschluss, für Sediplus® S 2000 NX

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Sediplus® S 2000 NX
-------------	---------------------

### **Maße**

Breite des Produktes	85 mm
Höhe des Produktes	60 mm
Länge des Produktes	150 mm

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	324
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,366 kg
Gewicht des Umkartons	0,47 kg
EAN des Innenkartons	4038917927130
EAN des Umkartons	4038917927147

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

