



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.854.121
Artikelbeschreibung	Block Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm, Rastermaß: 5 x 10, rot, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	12 mm
Breite des Produktes	80 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes

Polypropylen (PP)

Farbe des Produktes

rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie

kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert

nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)

1

Kleinste Unterverpackung

-

Stück pro Innenkarton

1

Stück pro Umkarton

20

Stück pro Palette

1560

Tiefe des Umkartons

428 mm

Breite des Umkartons

323 mm

Höhe des Umkartons

130 mm

Volumen des Umkartons

0,018 cbm

Gewicht des Produktes

0,1214 kg

Gewicht des Umkartons

2,8 kg

EAN des Innenkartons

4038917122641

EAN des Umkartons

4038917018487

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

