



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.854.125
Artikelbeschreibung	Block Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm, Rastermaß: 5 x 10, orange, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	12 mm
Breite des Produktes	80 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Block Rack D12, Ø Öffnung: 12 mm, 5 x 10,
orange

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	-
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	1560
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	323 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,018 cbm
Gewicht des Produktes	0,1214 kg
Gewicht des Umkartons	2,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917122689
EAN des Umkartons	4038917018524

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT