



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	76.1340.500
Artikelbeschreibung	Deckel, für 30 ml Medizinbecher, Material: PE, weiß, 750 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	Orale Verabreichung von Medikamenten in flüssiger oder Tablettenform
Passend für	30 ml Medizinbecher

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	weiß
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3750
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	3750
Stück pro Umkarton	3750
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	190 mm
Breite des Umkartons	390 mm
Höhe des Umkartons	390 mm
Volumen des Umkartons	0,0289 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	2,97 kg
EAN des Innenkartons	4038917127790
EAN des Umkartons	4042836007149

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

