



Produktspezifikation

**S-Monovette® , 9 ml, für Formalin System, (LxØ):
92 x 16 mm, mit Papieretikett**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	09.1704.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette® , bis 9 ml, für Formalin System, (LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	Nennmarkierung
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Gewebefixierung
Passend für	Formalin System
Arbeitsvolumen	9 ml
Flüssigkeitsdicht	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Maße

Volumen max	9 ml
Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	92 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	unsteril
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	24000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0078 kg
Gewicht des Umkartons	4,39 kg
EAN des Innenkartons	4038917335317
EAN des Umkartons	4038917335300

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

