



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1706
Artikelbeschreibung	Wandhalter, Material: Edelstahl, für Formalin System, 1 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Gewebefixierung
Passend für	Formalin System

Maße

Breite des Produktes	101 mm
Länge des Produktes	200 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Edelstahl
------------------------	-----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 1
Stück pro Palette 324
Tiefe des Umkartons 268 mm
Breite des Umkartons 191 mm
Höhe des Umkartons 100 mm
Volumen des Umkartons 0,0051 cbm
Gewicht des Produktes 0,269 kg
Gewicht des Umkartons 0,42 kg
EAN des Innenkartons 4038917335461
EAN des Umkartons 4038917335454

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

