



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.662.500
Artikelbeschreibung	Scintillationsfläschchen, Material: HD-PE, 20 ml, (LxØ): 58 x 27 mm, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden

Maße

Volumen max	20 ml
Durchmesser	27 mm
Durchmesser der Öffnung	17 mm
Höhe des Produktes	58 mm
Länge des Produktes	58 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	21000
Tiefe des Umkartons	380 mm
Breite des Umkartons	370 mm
Höhe des Umkartons	235 mm
Volumen des Umkartons	0,033 cbm
Gewicht des Produktes	0,006 kg
Gewicht des Umkartons	4 kg
EAN des Innenkartons	4038917115728
EAN des Umkartons	4038917014861

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

