



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.680
Artikelbeschreibung	Mini-Vial, Verschluss beiliegend, Material: HD-PE, 6 ml, (LxØ): 56 x 15 mm, weiß, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden

Maße

Volumen max	6 ml
Durchmesser	15 mm
Durchmesser der Öffnung	13 mm
Höhe des Produktes	56 mm
Länge des Produktes	56 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	570 mm
Breite des Umkartons	215 mm
Höhe des Umkartons	370 mm
Volumen des Umkartons	0,0453 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	7,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917083348
EAN des Umkartons	4038917002288

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

