




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.9924.952
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 12 ml, (LxØ): 99 x 16 mm, Material: SAN, Rundboden, hochtransparent, Schraubverschluss, gelb, Verschluss montiert, 4 aufgedruckte Kästchen, mit Skalierung, steril, 4 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	12 ml

Maße

Volumen max	12 ml
Durchmesser	16 mm
Durchmesser der Öffnung	14 mm
Höhe des Produktes	99 mm
Länge des Produktes	99 mm
Länge ohne Verschluss	99 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Styrol-Acrylnitril (SAN)
Farbe des Produktes	hochtransparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	4000
Tiefe des Umkartons	548 mm
Breite des Umkartons	408 mm
Höhe des Umkartons	373 mm
Volumen des Umkartons	0,0834 cbm
Gewicht des Produktes	0,0257 kg
Gewicht des Umkartons	7,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917155472
EAN des Umkartons	4038917357937

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

