



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 73.834.001
Artikelbeschreibung Stahlkugel für Amelung KC-Coagulometer (makro), grau

Produkteigenschaften

Passend für Amelung KC-Coagulometer (makro)

Material & Farben

Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1000
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 50000
Stück pro Palette 5400000
Tiefe des Umkartons 308 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Stahlkugel für Amelung KC-Coagulometer
(makro)

Seite 2

Breite des Umkartons	223 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0134 cbm
Gewicht des Produktes	0,0001 kg
Gewicht des Umkartons	7,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917121682
EAN des Umkartons	4038917017930

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT