



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.834
Artikelbeschreibung	Küvette und Kugel, geeignet für Amelung KC-Coagulometer (makro), Material: PS, Länge: 23 mm, transparent, 1.000 Küvetten/Beutel und 1.000 Stahlkugeln/Flasche

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Passend für	Amelung KC-Coagulometer (makro)
Bodenform	Flachboden

Maße

Durchmesser der Öffnung	10 mm
Länge des Produktes	23 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Stück pro Innenkarton 1000
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 216000
Tiefe des Umkartons 308 mm
Breite des Umkartons 223 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0134 cbm
Gewicht des Produktes 0,0008 kg
Gewicht des Umkartons 1,8 kg
EAN des Innenkartons 4038917084321
EAN des Umkartons 4038917003186

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

