



Produktspezifikation

Zwischenbodenröhre CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, PP, Low Binding, Verschluss beiliegend, steril, 1 Stück/Blister

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	63.614.625
Artikelbeschreibung	Zwischenbodenröhre CSF, Nennvolumen: 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, transparent, Material: PP, Low Binding, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/blau, "CSF", Nennmarkierung, Verschluss beiliegend, blau, steril, 1 Stück/Blister, 100 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/blau
Graduierung	Nennmarkierung
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von diagnostischen Proben
Anwendungsbeispiel	Alzheimer-Demenz Diagnostik
Bodenform	Rundboden
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugation max (RZB)	3000 x g
Zentrifugationstemperatur	20

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Zwischenbodenröhre CSF, 2,5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, Rundboden, PP, Low Binding, Verschluss beiliegend, steril, 1 Stück/Blister

Seite 2

Zentrifugationszeit 10 Min
Form des Innengefäßes konisch

Maße

Nennvolumen 2,5 ml
Durchmesser 13 mm
Länge des Produktes 75 mm

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses blau
Material der Röhre Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gassterilisation
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 100
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 10
Stück pro Umkarton 100
Stück pro Palette 12100
Tiefe des Umkartons 392 mm
Breite des Umkartons 257 mm
Höhe des Umkartons 235 mm
Volumen des Umkartons 0,0237 cbm
Gewicht des Produktes 0,0038 kg
Gewicht des Umkartons 0,82 kg
EAN des Innenkartons 4038917896641
EAN des Umkartons 4038917896658

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT