



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 20.1331.100 |
| Artikelbeschreibung | Microvette® APT 250 EDTA K2E, kapillare Blutentnahme, Präparierung: K2 EDTA, K2E, Nennvolumen: 250 µl, Ø: 13 mm, mit Kunststoffetikett, Verschluss violett, Stopfen, mit durchstechbarer Membrane, Rundboden, Innengefäß: zylindrisch, inkl. Verschlusskappe, unsteril, 50 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Art der Entnahme | kapillar |
| Art der Präparierung | K2 EDTA |
| Farbcode | ISO |
| Etikett / Druck | mit Kunststoffetikett |
| Farbe Druck/Etikett | transparent/violett |
| Verschluss | Membranverschluss |
| Verschlussart | Stopfen |
| Anwendungsbereich | kapillare Blutentnahme |
| Bodenform | Rundboden |
| Arbeitsvolumen | 250 µl - 250 µl |
| Form des Innengefäßes | zylindrisch |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|-----------------------|--------|
| Nennvolumen | 250 µl |
| Durchmesser | 13 mm |
| Länge ohne Verschluss | 75 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Polyethylen (PE) |
| Farbe des Verschlusses | violett |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | P 650, ADR |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | unsteril |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Karton |
| Stück pro Innenkarton | 50 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 32000 |
| Tiefe des Innenkartons | 201 mm |
| Breite des Innenkartons | 128 mm |
| Höhe des Innenkartons | 72 mm |
| Tiefe des Umkartons | 378 mm |
| Breite des Umkartons | 268 mm |
| Höhe des Umkartons | 221 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0224 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0075 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,01 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917543026 |
| EAN des Umkartons | 4038917543019 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

