



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1016
Artikelbeschreibung	Safety-Lanzette, Normal, Ø Nadel: 21 G, grün, Einstichtiefe: 1,8 mm, für kapillare Blutentnahme, zur Punktion von Finger, Ohr, Ferse, 200 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	kapillare Blutentnahme
Anwendungsbeispiel	Kinder, Erwachsene: Hämatokrit, kleines Blutbild
Punktionsstelle	Finger, Ohr, Ferse
Einstichtiefe	1,8 mm
Safety-Produkt	ja

Maße

Blutvolumen	10 µl - 50 µl
Durchmesser der Nadel	21 G
Breite des Produktes	21 mm
Länge des Produktes	52 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Safety-Lanzette, Normal, Ø Nadel: 21 G,
Einstichtiefe: 1,8 mm

Seite 2

Material & Farben

Farbe des Produktes grün

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie Medizinprodukt
CE-Zertifizierung CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1200
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 200
Stück pro Umkarton 1200
Stück pro Palette 108000
Tiefe des Innenkartons 118 mm
Breite des Innenkartons 118 mm
Höhe des Innenkartons 151 mm
Tiefe des Umkartons 366 mm
Breite des Umkartons 248 mm
Höhe des Umkartons 173 mm
Volumen des Umkartons 0,0157 cbm
Gewicht des Produktes 0,0028 kg
Gewicht des Umkartons 4,08 kg
EAN des Innenkartons 4038917085038
EAN des Umkartons 4038917057639

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT