



## Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 85.1018                                                                                                                                                          |
| Artikelbeschreibung | Safety-Lanzette, Super, violett, Einstichtiefe: 1,6 mm, Klingenbreite: 1,5 mm, für kapillare Blutentnahme, zur Punktion von Finger, Ohr, Ferse, 200 Stück/Karton |

## Produkteigenschaften

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich  | kapillare Blutentnahme                                                                                          |
| Anwendungsbeispiel | Kinder, Erwachsene mit sehr großen Abnahmemengen, Neugeborene: großes Blutbild, Retikulozyten, Stoffwechseltest |
| Punktionsstelle    | Finger, Ohr, Ferse                                                                                              |
| Einstichtiefe      | 1,6 mm                                                                                                          |
| Safety-Produkt     | ja                                                                                                              |

## Maße

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Blutvolumen          | 100 µl - 500 µl |
| Breite des Produktes | 21 mm           |
| Länge des Produktes  | 52 mm           |
| Breite der Klinge    | 1,5 mm          |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes violett

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Produktkategorie  | Medizinprodukt   |
| CE-Zertifizierung | CE 0124 (DEKRA)  |
| Reinheitsstandard | steril           |
| Sterilisation     | Gammabestrahlung |
| Chargiert         | ja               |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1200          |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 200           |
| Stück pro Umkarton          | 1200          |
| Stück pro Palette           | 108000        |
| Tiefe des Innenkartons      | 118 mm        |
| Breite des Innenkartons     | 118 mm        |
| Höhe des Innenkartons       | 151 mm        |
| Tiefe des Umkartons         | 366 mm        |
| Breite des Umkartons        | 248 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 173 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0157 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0029 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 4,08 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917085052 |
| EAN des Umkartons           | 4038917057653 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

