



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3884.005
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus, 500 ml, gelb, rund, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 162 mm, Ø Deckel: 89 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 Stück/Karton
PZN-Nummer	16791920

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	500 ml
Durchmesser	89 mm
Durchmesser des Bodens	57 mm
Durchmesser des Deckels	89 mm
Höhe des Produktes	162 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	126
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	126
Stück pro Palette	3024
Tiefe des Umkartons	599 mm
Breite des Umkartons	266 mm
Höhe des Umkartons	451 mm
Volumen des Umkartons	0,0719 cbm
Gewicht des Produktes	0,0762 kg
Gewicht des Umkartons	10,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917542425
EAN des Umkartons	4038917542418

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

