



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	77.3898.511
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe medi, 11 l, gelb, rund, Material: PP, Öffnung: rund, Höhe: 220 mm, flacher Verschluss, Ø Deckel: 290 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, DIN EN ISO 23907, 10 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	nein

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Form der Öffnung	rund
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

### **Maße**

Volumen max	11 l
Durchmesser des Bodens	257 mm
Durchmesser des Deckels	290 mm
Durchmesser der Öffnung	88 mm
Höhe des Produktes	220 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	160
Tiefe des Umkartons	395 mm
Breite des Umkartons	430 mm
Höhe des Umkartons	585 mm
Volumen des Umkartons	0,0994 cbm
Gewicht des Produktes	0,637 kg
Gewicht des Umkartons	6,87 kg
EAN des Innenkartons	4038917409544
EAN des Umkartons	4038917409537

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

