



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.1534
Artikelbeschreibung	Salivette® , mit Watterolle, Verschluss: weiß, mit Papieretikett, Etikett/Druck: weiß/schwarz, zur Speicheluntersuchung, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	weiß/schwarz
Verschlussart	Eindrückstopfen
Ausführung	mit Watterolle
Anwendungsbereich	Speicheluntersuchung
Zentrifugation empfohlen	1000 x g
Zentrifugationszeit	2 Min

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	16,8 mm
Länge mit Verschluss	97 mm
Länge ohne Verschluss	84 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	28000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	125 mm
Volumen des Umkartons	0,0298 cbm
Gewicht des Produktes	0,007 kg
Gewicht des Umkartons	4,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917086905
EAN des Umkartons	4038917005432

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

