



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.734.001
Artikelbeschreibung	Stuhlröhre, mit Löffel, transparent, Schraubverschluss, Schraubverschluss mit Stuhllöffel, montiert, Verschluss: braun, (LxØ) ohne Verschluss: 76 x 20 mm, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	Schraubverschluss mit Stuhllöffel
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	Löffel
Bodenform	Flach-/Spitzboden

Maße

Durchmesser	20 mm
Länge des Produktes	77 mm
Länge ohne Verschluss	76 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Stuhlröhre, mit Löffel, Schraubverschluss, (LxØ):
76 x 20 mm, transparent, steril

Seite 2

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	braun
Material des Stabes	Polystyrol (PS)
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	20000
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	165 mm
Volumen des Umkartons	0,0393 cbm
Gewicht des Produktes	0,0069 kg
Gewicht des Umkartons	4,06 kg
EAN des Innenkartons	4038917119801
EAN des Umkartons	4038917016810

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT