



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1337.502
Artikelbeschreibung	Medizinbecher, max. Arbeitsvolumen: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, Ø Öffnung: 37 mm, rot, graduiert, Material: PP, 75 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Arbeitsvolumen	30 ml

Maße

Nennvolumen	30 ml
Durchmesser	37 mm
Durchmesser der Öffnung	37 mm
Höhe des Produktes	40 mm
Länge des Produktes	40 mm
Länge ohne Verschluss	40 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Medizinbecher, 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm,
graduiert, PP, rot

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3750
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	3750
Stück pro Umkarton	3750
Stück pro Palette	180000
Tiefe des Umkartons	190 mm
Breite des Umkartons	390 mm
Höhe des Umkartons	390 mm
Volumen des Umkartons	0,0289 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	6 kg
EAN des Innenkartons	4038917127738
EAN des Umkartons	4042836002038

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT