



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.575.001
Artikelbeschreibung	Urin-Sammelflasche, Urinsammeln, max. Arbeitsvolumen: 3 l, Ø Öffnung: 83,5 mm, braun, mit Lichtschutz, graduert, Material: PE, mit Papieretikett, englisch, Verschluss: gelb, mit Sichtstreifen und beiliegendem Etikett mit Gebrauchshinweis, 30 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	ja
Ausführung	mit Sichtstreifen und beiliegendem Etikett mit Gebrauchshinweis
Anwendungsbereich	Urinsammeln
Sichtfenster	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Urin-Sammelflasche, 3 l, mit Sichtstreifen und
beiliegendem Etikett mit Gebrauchshinweis,
braun, mit Lichtschutz, graduiert**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	3.000,00 ml
Volumen max	3 l
Durchmesser der Öffnung	83,5 mm
Breite des Produktes	130 mm
Länge des Produktes	125 mm
Länge mit Verschluss	246 mm
Länge ohne Verschluss	243 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	gelb

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sicherheitsdatenblatt	nein
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	30
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	30
Stück pro Umkarton	30
Stück pro Palette	270
Tiefe des Umkartons	643 mm
Breite des Umkartons	403 mm
Höhe des Umkartons	515 mm
Volumen des Umkartons	0,1335 cbm
Gewicht des Produktes	0,1136 kg
Gewicht des Umkartons	4,21 kg
EAN des Innenkartons	4038917266222
EAN des Umkartons	4038917266215

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-31

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT