



Produktspezifikation
Schraubröhre, 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm,
Borsäure, unsteril

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.9923.820
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm, Spitzboden mit Stehrand, transparent, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Präparierung: Borsäure, unsteril, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Borsäure
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	25 ml
Zentrifugation max (RZB)	4500 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Schraubröhre, 25 ml, (LxØ): 90 x 25 mm,
Borsäure, unsteril

Seite 2

Maße

Nennvolumen	25 ml
Durchmesser	25 mm
Länge des Produktes	90 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	unsteril
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	15000
Volumen des Umkartons	0,059 cbm
Gewicht des Produktes	0,009 kg
Gewicht des Umkartons	5,18 kg
EAN des Innenkartons	4038917154550
EAN des Umkartons	4038917030090

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT