



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.252.023
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette® , Nennvolumen: 10 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, graduiert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss blau, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett, steril, 1 Stück/Blister

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	gelb
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Anwendungsbeispiel	Urinsammlung, -transport und -lagerung
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss blau, (LxØ):**  
**102 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

**Seite 2**

Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation empfohlen	400 x g
Zentrifugationszeit	5 Min
Anschluss	Luer (m)

### **Maße**

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	117 mm
Länge ohne Verschluss	102 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	blau
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	13500
Tiefe des Innenkartons	351 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss blau, (LxØ):**  
**102 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

**Seite 3**

Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	778 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	5,82 kg
EAN des Innenkartons	4038917104456
EAN des Umkartons	4038917009898

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**