



Produktspezifikation

**Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
102 x 15,3 mm, 100 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.252.028
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette® , Nennvolumen: 10 ml, ohne Präparierung, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15,3 mm, transparent, graduert, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss gelb, mit Kunststoffetikett, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	ohne Präparierung
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/gelb
Graduierung	ja
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Ausführung	Luer-Lock
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen
Anwendungsbeispiel	Urinsammlung, -transport und -lagerung
Bodenform	Rundboden

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
102 x 15,3 mm, 100 Stück/Beutel**

Seite 2

Arbeitsvolumen	10 ml
Zentrifugation empfohlen	400 x g
Zentrifugationszeit	5 Min
Anschluss	Luer-Lock

Maße

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	15,3 mm
Länge mit Verschluss	117 mm
Länge ohne Verschluss	102 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	7000
Volumen des Umkartons	0,0229 cbm
Gewicht des Produktes	0,0149 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Urin-Monovette® , 10 ml, Verschluss gelb, (LxØ):
102 x 15,3 mm, 100 Stück/Beutel**

Seite 3

Gewicht des Umkartons	1,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917104494
EAN des Umkartons	4038917075671

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT