



Produktspezifikation

Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	10.253.388
Artikelbeschreibung	Urin-Monovette® , Borsäure, Nennvolumen: 10 ml, Borsäure, Urinprobenröhrchen, (LxØ): 102 x 15 mm, transparent, Material: PP, Luer-Schraubkappe, Verschluss grün, inkl. Entnahmespitze, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	Aspiration
Art der Präparierung	Borsäure
Präparierungskonzentration	15 mg/ml
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett vorbarcodiert
Farbe Druck/Etikett	weiß/grün
Graduierung	nein
Verschluss	Luer-Schraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Lichtschutz	nein
Anwendungsbereich	Urinprobenröhrchen

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss
grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Bodenform	Rundboden
Arbeitsvolumen	10 ml
Anschluss	Luer (m)

Maße

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	15 mm
Länge mit Verschluss	117 mm
Länge ohne Verschluss	102 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	grün
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	13500
Tiefe des Innenkartons	351 mm
Breite des Innenkartons	151 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Urin-Monovette® , Borsäure, 10 ml, Verschluss
grün, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 3

Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	778 mm
Breite des Umkartons	368 mm
Höhe des Umkartons	195 mm
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0085 kg
Gewicht des Umkartons	5,89 kg
EAN des Innenkartons	4038917950008
EAN des Umkartons	4038917950015

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT