




### **Artikelbeschreibung**

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 11.1240.100                                                                              |
| Artikelbeschreibung | Urin-Transfereinheit für V-Monovette® Urin, für Urintransfer,<br>50 Stück/Minigripbeutel |

### **Produkteigenschaften**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Art der Entnahme  | Vakuum                      |
| Lichtschutz       | nein                        |
| Ausführung        | mit Flügeln am Röhrenhalter |
| Anwendungsbereich | Urintransfer                |
| Passend für       | V-Monovette® Urin           |
| Anschluss         | Vakuum-Röhrchen             |

### **Maße**

|                |       |
|----------------|-------|
| Länge Schlauch | 10 cm |
|----------------|-------|

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Farbe des Produktes                      gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung                      CE Lieferant  
Sicherheitsdatenblatt                nein  
Chargiert                                ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)      500  
Kleinste Unterverpackung          Minigripbeutel  
Stück pro Innenkarton               50  
Stück pro Umkarton                  500  
Stück pro Palette                    30000  
Tiefe des Innenkartons              300 mm  
Breite des Innenkartons             250 mm  
Höhe des Innenkartons              10 mm  
Tiefe des Umkartons                380 mm  
Breite des Umkartons                350 mm  
Höhe des Umkartons                170 mm  
Volumen des Umkartons            0,0226 cbm  
Gewicht des Produktes              0,002 kg  
Gewicht des Umkartons             1,8 kg  
EAN des Innenkartons               6947462401157  
EAN des Umkartons                6947462401423

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

