



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	14.1219
Artikelbeschreibung	POCT DISPENSER, zur nadelfreien und hygienischen Blutabgabe, Anschluss: S-Monovette® , für S-Monovette® , 1 Stück/Blister, 100 Stück/Karton, unsteril

### **Produkteigenschaften**

Passend für	S-Monovette®
Anschluss	S-Monovette®

### **Maße**

Länge des Produktes	49 mm
---------------------	-------

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transluzent
---------------------	-------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	unsteril
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	80000
Tiefe des Innenkartons	268 mm
Breite des Innenkartons	81 mm
Höhe des Innenkartons	71 mm
Tiefe des Umkartons	373 mm
Breite des Umkartons	178 mm
Höhe des Umkartons	287 mm
Volumen des Umkartons	0,0191 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	2,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917432177
EAN des Umkartons	4038917432160

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

