



Produktspezifikation

**Safety-Multifly® -BKF-Set 21G, 21G x 3/4", grün,
Schlauchlänge: 200 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer

51.1638.940

Artikelbeschreibung

Safety-Multifly® -BKF-Set 21G, Kanüle (ØxL): 21G x 3/4",
Codierungsfarbe: grün, Schlauchlänge: 200 mm, mit
Blutkultur-Adapter-Set, Setbestandteile: 1
Safety-Multifly® -Kanüle 21G mit langem Schlauch
DEHP-frei (REF 85.1638.235) und 1 Blutkultur-Adapter
Universal (REF 14.1207), 1 Stück/Blister, steril, 1
Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung

Blutkultur-Adapter-Set

Codierung Farbe

grün

Safety-Produkt

ja

Anschluss

Blutkulturflasche

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Safety-Multifly® -BKF-Set 21G, 21G x 3/4", grün,
Schlauchlänge: 200 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	21 G / 0,8 mm
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	200 mm

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
Reinheitsstandard	steril
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50000
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	3200
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0082 kg
Gewicht des Umkartons	1,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917408738
EAN des Umkartons	4038917408721

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT