




Produktspezifikation

**Safety-Multifly® -Kanüle, 20G x 3/4", gelb,
Schlauchlänge: 80 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	85.1637.203
Artikelbeschreibung	Safety-Multifly® -Kanüle, Kanüle (ØxL): 20G x 3/4", Codierungsfarbe: gelb, Schlauchlänge: 80 mm, mit Luer (w), DEHP-frei, 1 Stück/Blister, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 120 Stück/Karton
PZN-Nummer	6797488

Produkteigenschaften

Ausführung	Luer (w)
Codierung Farbe	gelb
Safety-Produkt	ja
Anschluss	Luer (m)

Maße

Durchmesser der Kanüle (außen)	20 G / 0,9 mm
Durchmesser des Schlauches	2,3 mm
Länge der Kanüle	19 mm
Länge Schlauch	80 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Safety-Multifly® -Kanüle, 20G x 3/4", gelb,
Schlauchlänge: 80 mm, 1 Stück/Blister**

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE 0124 (DEKRA)
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Weichmacher	DEHP-frei
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	480
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	120
Stück pro Umkarton	480
Stück pro Palette	20640
Tiefe des Innenkartons	224 mm
Breite des Innenkartons	214 mm
Höhe des Innenkartons	171 mm
Tiefe des Umkartons	442 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	240 mm
Volumen des Umkartons	0,038 cbm
Gewicht des Produktes	0,0023 kg
Gewicht des Umkartons	2,86 kg
EAN des Innenkartons	4038917423854
EAN des Umkartons	4038917423564

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT