



## Artikelbeschreibung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 01.1601.901   |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® Serum CAT, Präparierung:<br>Gerinnungsaktivator, 7,5 ml, Membranschraubkappe,<br>Verschluss schwarz, (LxØ) ohne Verschluss: 92 x 15 mm,<br>mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, 50 Stück/Karton,<br>steril |

## Produkteigenschaften

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Art der Entnahme          | venös               |
| Art der Präparierung      | Gerinnungsaktivator |
| Etikett / Druck           | mit Papieretikett   |
| Farbe Druck/Etikett       | schwarz             |
| Graduierung               | Nennmarkierung      |
| Verschluss                | Membranschraubkappe |
| Verschlussart             | Schraubverschluss   |
| Zentrifugation empfohlen  | 2000 x g            |
| Zentrifugationstemperatur | 20                  |
| Zentrifugationszeit       | 10 Min              |
| Flüssigkeitsdicht         | ja                  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.



Anschluss Membranschraubkappe

### **Maße**

Nennvolumen 7,5 ml  
Durchmesser 15 mm  
Länge mit Verschluss 108 mm  
Länge ohne Verschluss 92 mm  
Länge mit Verschluss und  
Stange 129 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes transparent  
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)  
Farbe des Verschlusses schwarz  
Material der Membrane Gummi  
Material der Röhre Polypropylen (PP)  
Material des Kolbens High Density Polyethylen (HD-PE)  
Material der Kolbenstange Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA, ADR  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 32000  
Tiefe des Innenkartons 189 mm  
Breite des Innenkartons 134 mm  
Höhe des Innenkartons 82 mm  
Tiefe des Umkartons 440 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® Serum CAT, 7,5 ml, Verschluss  
schwarz, (LxØ): 92 x 15 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Breite des Umkartons  | 400 mm        |
| Höhe des Umkartons    | 129 mm        |
| Volumen des Umkartons | 0,0227 cbm    |
| Gewicht des Produktes | 0,0084 kg     |
| Gewicht des Umkartons | 5,05 kg       |
| EAN des Innenkartons  | 4038917131780 |
| EAN des Umkartons     | 4038917023962 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**