



Produktspezifikation

Seite 1

S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	04.1934.088
Artikelbeschreibung	S-Monovette® Serum CAT, Präparierung: Gerinnungsaktivator, 4,9 ml, Membranschraubkappe, Verschluss weiß, Farbcode EU, (LxØ) ohne Verschluss: 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix 001, Etikett/Druck: weiß/schwarz, 50 Stück/Karton, steril

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Gerinnungsaktivator
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett vorbarcodiert
Farbe Druck/Etikett	weiß/schwarz
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Seite 2

S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix

Verschlussart	Schraubverschluss
Zentrifugation empfohlen	2000 x g
Zentrifugationstemperatur	20
Zentrifugationszeit	10 Min
Flüssigkeitsdicht	ja
Anschluss	Membranschraubkappe

Maße

Nennvolumen	4,9 ml
Durchmesser	13 mm
Länge mit Verschluss	106 mm
Länge ohne Verschluss	90 mm
Länge mit Verschluss und Stange	127 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

Seite 3

**S-Monovette® Serum CAT, 4,9 ml, Verschluss
weiß, (LxØ): 90 x 13 mm, mit Kunststoffetikett
vorbarcodiert, pre-Barcode mit 8-stelligem
eindeutigen Nummernkreis und 3-stelligem Präfix**

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	20000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Innenkartons	171 mm
Breite des Innenkartons	130 mm
Höhe des Innenkartons	73 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0208 cbm
Gewicht des Produktes	0,0054 kg
Gewicht des Umkartons	3,44 kg
EAN des Innenkartons	4038917932943
EAN des Umkartons	4038917932950

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT