



Produktspezifikation

Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,
ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	60.611.011
Artikelbeschreibung	Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, braun, Material: PP, ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel, 1.000 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Bodenform	Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach
Arbeitsvolumen	5 ml

Maße

Durchmesser	15,3 mm
Länge des Produktes	92 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige
Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**Schraubröhre, 5 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm,
Zwischenboden konisch, Röhrenboden flach, PP,
ohne Verschluss, 100 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,004 kg
Gewicht des Umkartons	4,68 kg
EAN des Innenkartons	4038917114837
EAN des Umkartons	4038917014434

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT