



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.647
Artikelbeschreibung	Archivierungsstopfen, ohne Filter, hellblau, passend für S-Monovette® , Röhren Ø 13-16 mm, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für	S-Monovette® , Röhren Ø 13-16 mm
Filter	nein

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	hellblau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Archivierungsstopfen, hellblau, passend für
S-Monovette[®], Röhren Ø 13-16 mm

Seite 2

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	5,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917158640
EAN des Umkartons	4038917313292

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT