



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1011
Artikelbeschreibung	Styroporbehälter, geeignet als Umverpackung für Kühltransport

### **Produkteigenschaften**

Ausführung	Umverpackung für Kühltransport
Saugeinlage	nein

### **Maße**

Breite des Produktes	71 mm
Höhe des Produktes	168 mm
Länge des Produktes	140 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Styropor
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)      1  
Kleinste Unterverpackung          Karton  
Stück pro Innenkarton                1  
Stück pro Umkarton                    36  
Stück pro Palette                      720  
Tiefe des Umkartons                  584 mm  
Breite des Umkartons                 387 mm  
Höhe des Umkartons                  360 mm  
Volumen des Umkartons              0,0814 cbm  
Gewicht des Produktes                0,0371 kg  
Gewicht des Umkartons               2,25 kg  
EAN des Innenkartons                4038917084987  
EAN des Umkartons                    4038917362399

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

