



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 95.1124  
Artikelbeschreibung Kühlversandbehälter, französisch

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck mit Druck  
Farbe Druck/Etikett rot  
Anwendungsbereich Kühlversand  
Saugeinlage nein

### **Maße**

Breite des Produktes 71 mm  
Höhe des Produktes 170 mm  
Länge des Produktes 140 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)  
Farbe des Produktes weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Reinheit & Zertifizierung**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | P 650, ADR                |
| Produktkategorie           | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert                  | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 200           |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 1             |
| Stück pro Umkarton          | 6             |
| Stück pro Palette           | 648           |
| Tiefe des Umkartons         | 308 mm        |
| Breite des Umkartons        | 223 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 195 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0134 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,3448 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 2,3 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917085410 |
| EAN des Umkartons           | 4038917004091 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

