




## Produktspezifikation

Kühlversandbehälter für Blutgaskapillare,  
S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm, transparent,  
Länge: 50 mm

Seite 1



### Artikelbeschreibung

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer       | 95.997                                                                                                                                        |
| Artikelbeschreibung | Kühlversandbehälter für Blutgaskapillare, S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm, transparent, Länge: 50 mm, Kühlversand/Wärmeversand, 1 Stück/Karton |

### Produkteigenschaften

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich | Kühlversand/Wärmeversand                         |
| Passend für       | Blutgaskapillare, S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm |
| Saugeinlage       | nein                                             |

### Maße

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 50 mm  |
| Höhe des Produktes   | 140 mm |
| Länge des Produktes  | 50 mm  |
| Länge nutzbar        | 118 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Kühlversandbehälter für Blutgaskapillare,  
S-Monovette® bis 105 x Ø 18 mm, transparent,  
Länge: 50 mm**

**Seite 2**

**Material & Farben**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Produktes    | transparent                      |
| Farbe des Verschlusses | transparent                      |

**Reinheit & Zertifizierung**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt   IVD |
| Chargiert        | ja                        |

**Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1             |
| Kleinste Unterverpackung    | Karton        |
| Stück pro Innenkarton       | 1             |
| Stück pro Umkarton          | 66            |
| Stück pro Palette           | 2508          |
| Tiefe des Umkartons         | 568 mm        |
| Breite des Umkartons        | 433 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 120 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0295 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0446 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 4,59 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917084918 |
| EAN des Umkartons           | 4038917362382 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**