



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 95.1712 |
| Artikelbeschreibung | Superabsorber-Pack, passend für Transportkoffer T 15 und B 17, (LxB): 400 x 300 mm, Flüssigkeitsaufnahme: 1,2 l, 100 Stück/Karton |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------|--|
| Anwendungsbereich | Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen |
| Passend für | Transportkoffer T 15 und B 17 |

Maße

| | |
|----------------------|--------|
| Breite des Produktes | 300 mm |
| Länge des Produktes | 400 mm |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-----------|
| Material des Produktes | Zellulose |
|------------------------|-----------|

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 100
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 100
Stück pro Umkarton 100
Stück pro Palette 72000
Tiefe des Umkartons 420 mm
Breite des Umkartons 320 mm
Höhe des Umkartons 140 mm
Volumen des Umkartons 0,0188 cbm
Gewicht des Produktes 0,0283 kg
Gewicht des Umkartons 3,5 kg
EAN des Innenkartons 4038917415774
EAN des Umkartons 4038917065894

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

