



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 95.1714  
Artikelbeschreibung Verschlussclip, (LxB): 220 x 12 mm, Material: PA, für Kreuzbodenbeutel 95.1713, 25 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für Kreuzbodenbeutel 95.1713

### **Maße**

Breite des Produktes 12 mm  
Länge des Produktes 220 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polyamid (PA)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	25
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	25
Stück pro Palette	8100
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0512 kg
Gewicht des Umkartons	1,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917087520
EAN des Umkartons	4038917065948

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

