



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	95.1717.011
Artikelbeschreibung	Transportkoffer B 13, flache Ausführung für Blockständer, (LxBxH): 395 x 395 x 300 mm

### **Produkteigenschaften**

Ausführung	flache Ausführung für Blockständer
------------	------------------------------------

### **Maße**

Breite des Produktes	395 mm
Höhe des Produktes	300 mm
Länge des Produktes	395 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
------------------------	----------------------------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	30
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	2,763 kg
Gewicht des Umkartons	3,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917133197
EAN des Umkartons	4038917069250

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

