



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1725
Artikelbeschreibung	Akku-Bag, ohne Akkus, (LxB): 205 x 115 mm, Material: PL, für Standard-Kühlakkus, 12 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Ausführung	ohne Akkus
Passend für	Standard-Kühlakkus

Maße

Breite des Produktes	115 mm
Länge des Produktes	205 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polyester (PL)
------------------------	----------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 12
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 12
Stück pro Umkarton 12
Stück pro Palette 1980
Tiefe des Umkartons 338 mm
Breite des Umkartons 228 mm
Höhe des Umkartons 120 mm
Volumen des Umkartons 0,0092 cbm
Gewicht des Produktes 0,4419 kg
Gewicht des Umkartons 5,5 kg
EAN des Innenkartons 4038917087568
EAN des Umkartons 4038917068376

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

