




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.676.001
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, braun, passend für Versandgefäß 85 x Ø 30 mm, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Passend für	Versandgefäß 85 x Ø 30 mm

Maße

Länge des Produktes	15 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Schraubverschluss, braun, passend für
Versandgefäß 85 x Ø 30 mm

Seite 2

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	39000
Tiefe des Umkartons	418 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,0151 cbm
Gewicht des Produktes	0,0028 kg
Gewicht des Umkartons	1,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917115797
EAN des Umkartons	4038917014885

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-19

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT