



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.676
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, natur, passend für Versandgefäß 85 x Ø 30 mm, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Passend für	Versandgefäß 85 x Ø 30 mm

Maße

Länge des Produktes	15 mm
---------------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	39000
Tiefe des Umkartons	418 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	130 mm
Volumen des Umkartons	0,0151 cbm
Gewicht des Produktes	0,0028 kg
Gewicht des Umkartons	1,73 kg
EAN des Innenkartons	4038917083300
EAN des Umkartons	4038917002240

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

