



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.679.001
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, braun, passend für Versandgefäß 126 x Ø 30 mm, 50 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Versand von Proben
Passend für	Versandgefäß 126 x Ø 30 mm

### **Maße**

Länge des Produktes	20 mm
---------------------	-------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    250  
Kleinste Unterverpackung        Beutel  
Stück pro Innenkarton            50  
Stück pro Umkarton                250  
Stück pro Palette                 41250  
Tiefe des Umkartons               338 mm  
Breite des Umkartons              228 mm  
Höhe des Umkartons                120 mm  
Volumen des Umkartons            0,0092 cbm  
Gewicht des Produktes            0,0034 kg  
Gewicht des Umkartons            1,09 kg  
EAN des Innenkartons            4038917115810  
EAN des Umkartons                4038917014915

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

