



## Produktspezifikation

Schutzgefäß, Bauform: eckig, Länge: 117 mm, Ø  
Öffnung: 28 mm, Verschluss beiliegend

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	78.572
Artikelbeschreibung	Schutzgefäß, eckig, Bauform: eckig, (LxB): 117 x 35 mm, Ø Öffnung: 28 mm, Verschluss beiliegend, Verschluss: natur, 50 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschluss	runder Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Versand von Proben
Anwendungsbeispiel	Sekundärverpackung gemäß P 650
Saugeinlage	nein
Form der Öffnung	rund
Flüssigkeitsdicht	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-02

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Schutzgefäß, Bauform: eckig, Länge: 117 mm, Ø  
Öffnung: 28 mm, Verschluss beiliegend**

**Seite 2**

### Maße

Durchmesser der Öffnung	28 mm
Breite des Produktes	35 mm
Länge des Produktes	117 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	P 650, ADR
Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	250
Stück pro Palette	6000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0657 cbm
Gewicht des Produktes	0,0113 kg
Gewicht des Umkartons	3,57 kg
EAN des Innenkartons	4038917082587
EAN des Umkartons	4038917001663

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-02

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**