



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	78.684
Artikelbeschreibung	Saugeinlage, passend für Versandgefäß 84 x Ø 30 mm, (LxB): 75 x 65 mm, 100 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Versand von Proben, Multi-Safe E-boxen
Passend für	Versandgefäß 84 x Ø 30 mm

### **Maße**

Breite des Produktes	65 mm
Länge des Produktes	75 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Zellulose
------------------------	-----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    2000  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            100  
Stück pro Umkarton                2000  
Stück pro Palette                  120000  
Tiefe des Umkartons                410 mm  
Breite des Umkartons               260 mm  
Höhe des Umkartons                305 mm  
Volumen des Umkartons            0,0325 cbm  
Gewicht des Produktes             0,0007 kg  
Gewicht des Umkartons            1,9 kg  
EAN des Innenkartons              4038917083362  
EAN des Umkartons                 4038917002295

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

