




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	84.1412.033
Artikelbeschreibung	Haftetikett, (LxB): 145 x 98,5 mm, weiß, "FREIGESTELLTE MEDIZINISCHE PROBE", Druck: weiß/schwarz, ablösbar, 1.000 Stück/Rolle

Produkteigenschaften

Farbe Druck/Etikett	weiß/schwarz
---------------------	--------------

Maße

Breite des Produktes	98,5 mm
Länge des Produktes	145 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	weiß
---------------------	------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Rolle
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	144000
Tiefe des Umkartons	323 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,01 cbm
Gewicht des Produktes	0,0022 kg
Gewicht des Umkartons	2,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917223119
EAN des Umkartons	4038917223102

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

