



Produktspezifikation
Probenbeutel, (LxB): 260 x 160 mm, LD-PE,
transparent, Biohazard

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.9925.424
Artikelbeschreibung	Probenbeutel, (LxB): 260 x 160 mm, Material: LD-PE, transparent, Folienstärke: 40 µm, Druck Biohazard, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Transport von diagnostischen Proben
-------------------	-------------------------------------

Maße

Breite des Produktes	160 mm
Länge des Produktes	260 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-05-20

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	234 mm
Volumen des Umkartons	0,0357 cbm
Gewicht des Umkartons	13,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917155557
EAN des Umkartons	4038917040129

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

